



## *Shoulder Pad & Reactivator*

ART NO	NAVN
65 140	Shoulder Pad
65 121	Reactivator

### PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Shoulder Pad er en ergonomisk utformet varmepute for varmebehandling av nakke og skuldre. Varmebehandling er en vanlig behandlingsmetode for forebygging av stivhet i muskler og ledd. Behandlingen kan også brukes for lindring av belastningsskader og smerter, oppmyking og rehabilitering. Vidamic Shoulder Pad virker avstressende og forebyggende. Varmebehandlingen gir en behagelig og effektiv stimulering av muskulaturen i en time. Varmeputen lades ved hjelp av damp, og aktiveres enkelt av brukeren med et enkelt knappetrykk. Aktivisering kan skje lenge etter selve oppladingen.

OBS! Puten er meget varm rett etter kokingen/oppladingen. For at saltvannet i puten skal aktiveres, må den avkjøles. Ikke legg den rett på huden. Beskytt huden med håndduk el.l. Kokeren rengjøres ofte og vannet byttes regelmessig. Tips - ha 2 ss eddik i vannet og la det stå over natten. La timeren gå tilbake av seg selv, den skal ikke vris tilbake.

### VIKTIG!

1. Når varmeputen er brukt, reaktiver den igjen så raskt som mulig.
2. Sørg for at vannet i beholderen alltid rekker opp til markeringen.
3. Trykk aldri på metallknappen i puten mens den enda er varm.
4. Bruk varmeputen regelmessig eller ved behov.

### MILJØFORDELER

Ufarlig innhold, samme salt som brukes i næringsmiddelindustrien.

### MATERIALER

Væsken i Shoulder Pad inneholder vann og natriumacetatpulver (salt). Selve puten er i myk PVC, kadmium- og blyfri (samme kvaliteten brukes i blodposer).

### TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Oppfyller kravene i EUs direktiv for elektriske apparater EN55014:1993 og EN 50082-1:1992 og er CE-merket.

Oppfyller kravene i EUs RoHS direktiv om begrensning av tungmetaller.

Vidamic oppfyller produsentansvaret for elektriske artikler gjennom medlemskap i RagnSells. Se mer på

---

[www.ragnsells.no](http://www.ragnsells.no).