

UNDERARMSSTØTTE IQ TECHNOGEL®



Aflastning og fleksibilitet - mindsker trykket på albue og skuldre.

ART NO	NAME	APPEARANCE
65 169	IQ	grå lycra
65 169-2	IQ	sort lycra
65 169-3	IQ	soft black

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic underarmstøtte er designet til at give maksimal aflastning ved skærmarbejdspladsen. Den støtter hele underarmen, hvilket aflaster nakke og skuldre samtidig med, at tastaturet er i korrekt højde. Dermed undgås overanstrengelse af håndled og underarme.

Vidamic underarmstøtte indeholder det fantastiske materiale TechnoGel®, som er en trykaflastende, slidstærk og aldersbestandig gel, der gør trykket komfortabelt. TechnoGels® fortrin er evnen til at fordele trykket og være støddæmpende uden at indeholde flalater og andre farlige stoffer.

Vidamic underarmstøtte fås med 2 forskellige overfladematerialer - lycra og polyurethan (PU). Lycra er blød og behagelig for huden, medens PU er nemmere at holde ren. PU er derfor specielt velegnet til miljøer, hvor hygiejne er af stor vigtighed, f.eks. på

sygehuse, men også på lagre, inden for logistik og på arbejdspladser, hvor renlighed er vigtig, eller hvor mange mennesker færdes.

Vidamics unikke underarmstøtte er stabil og nem at montere på skrivebordet. Dens gode pasform til tastaturer giver de fleste brugere mulighed for at sidde med armene afslappet i 90 graders vinkel, hvilket giver en bedre kropsholdning og optimal ergonomi for arme og nakke.

Museskader opstår ofte ved stillesiddende, monotont skærmarbejde, der belaster nakke og skulderpartiet meget. Hvis underarme og håndled får god støtte, mindskes belastningen betydeligt.

BRUGSANVISNING

Vidamic underarmstøtte i lycra rengøres med Vidamic Lycra Cleaner (65 023). Vidamic underarmstøtte i PU rengøres med vådservietter med alkohol, f.eks. Plastic Cleaner Natural (65 037) eller Plastic Deci Protect (65 034). For at få det bedste resultat tørres efter med en tør serviet.