

FLEXIGRIP MOUSE 2.0



grebet alt efter arbejdsstilling og størrelse på hånden.

TEKNISK/KEMISK INFORMATION

Batteri: 1 stk AA.

Batteriet rækker i op til 375 timer ved brug. Standby

Tid: 35 000 timer.

Hvilket betyder at batteriet skal skiftes efter ca.: 3-6 måneder.

”Plug & Play”-installation ved USB-tilslutning, ingen drivere behøves.

Kompatibel med Apple Mac OS 8.1 eller senere, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP/ME/98.

Justerbar DPI: 1000/1600/2400

Forebygger musearm - modvirker smerte

ART NO	NAME	APPEARANCE	PACKAGING
65 215	Wireless	Grafit/sort	stk

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en unik og optimal ergonomisk mus, som forebygger musearm og karpaltunnelsyndrom, en smertefuld tilstand, hvor nerverne i håndledet kommer i klemme pga. monotone og gentagne arbejdsstillinger.

Musen er vinklet således, at hånden hviler mere naturligt, og underarmen roteres ikke. Flexigrip Mouse kan tilpasses med et støtte-stykke til individuel tilpasning. Den er konstrueret til, at hånden kan hvile roligt og blive aflastet.

Flexigrip Mouse har et støtte-stykke, som klikkes på med en magnet, hvilket gør, at man nemt kan variere grebet alt efter arbejdsstilling og størrelse på hånden. Skift gerne position i løbet af dagen for at variere håndens stilling og for at undgå monotone og gentagne bevægelser.

BRUGSANVISNING

Flexigrip Mouse har et støtte-stykke, som klikkes på med magnet, hvilket gør, at man nemt kan variere