

TECHNO MOUSE IQ



benytte begge hænder, samtidig eller skiftevis, for at mindske den statiske belastning af hænder og håndled. Yderligere variation fås, hvis der samtidig tilkobles en almindelig mus.

Vidamic Techno Mouse IQ rengøres med Keyboard Duster og Plastic Cleaner.

TEKNISK/KEMISK INFORMATION

”Plug & Play”-installation via usb-tilslutning, ingen driverrutine nødvendig. Kompatibel med Apple OSX, Apple Mac OS 8.1 eller nyere, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP/ME/98.

Aflastende rullestav - ergonomisk og enkel at anvende

ART NO NAME

65 201	Techno Mouse IQ
65 201-1	Keyboard Riser
65 168	Wrist Support IQ Technogel
65 169	Technogel Underarmsstøtte IQ
65 169-2	Technogel Underarmsstøtte IQ, sort lycra
65169-3	Technogel Underarmsstøtte IQ, soft black
65 170	Wrist Support IQ Foam pad

PRODUKTBESKRIVELSE

Techno Mouse IQ er en stabil, let styret og ergonomisk rullemus, der forebygger og modvirker risiko for musearm og aflaster håndled og underarm.

Rullestangen er helt åben og inviterer til brug med begge hænder. Den nye rullestang er større og giver dine fingerspidser bedre kontrol, da den har en større overflade at hvile på. Teknologi og lasersensorer er skjult i den robuste rullestang, som beskytter den mod støv og andet snavs. I kombination med Vidamics integrerede og asymmetriske underarmsstøtte bliver arbejdsstillingen aflappet og belastningen på nakke, skuldre og skulderparti reduceres.

BRUGSANVISNING

Tastatur og mus skal placeres tæt ved hinanden og tæt på kroppen. Hænderne skal arbejde så åbne og hvilende som muligt. Arbejdsstilling kan varieres ved at